

HUNTLEIGH

SC1000

Anwendungshinweise

Kullanım Talimatları

Brugsvejledning

Instrucciones de uso

ορήσης

使用方法

Mode d'emploi

Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

hwijzing

INSTRUCTIONS FOR USE

Bruksan

atlari

使用方法

Käyttöohjeet

Instruções de Utilização

Istruzioni per l'uso

Anwendungshinweise

Οδηγίες χρήσης

Anwendungshinweise

Smartsigns®
Compact

HUNTLEIGH

Obsah	str. č.
1. Výstrahy	3
2. Úvod	5
2.1 Obsah	5
2.2 Přední panel	11
2.3 Zadní panel	12
2.4 Zapnutí	13
2.5 Vypnutí	13
3. Provoz	14
3.1 Aplikační obrazovka	14
3.2 Příkazový pruh	15
4. Monitorování pacienta	17
4.1 Monitorování EKG	17
4.2 Monitorování dýchání	18
4.3 Oximetrická monitorování (SpO2)	19
4.4 Monitorování teploty	20
4.5 Invazivní monitorování krevního tlaku (IBP)	21
4.6 Neinvazivní monitorování krevního tlaku (NIBP)	24
4.7 Monitorování CO2	25
5. Nastavení zapisovače	27
6. Technické údaje	28
7. Péče o přístroj	34
7.1 Čištění a dezinfekce	34
8. Záruka & servisní činnosti	38

1. Výstraha



Dříve než začnete používat toto zařízení prostudujte si pečlivě tuto příručku a seznamte se s ovládacími prvky, vlastnostmi displeje a způsoby ovládání.

Toto zařízení je vyrobeno z jakostních součástek a navrženo tak, aby fungovalo bezpečně a spolehlivě. Pokud máte pochybnosti o stavu ochranného zemního vodiče je třeba zajistit napájení přístroje z vnějšího zdroje. Veškeré změny na přístroji a opravy smí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky nebo pracovníky s kvalifikací na lékařskou elektroniku, kteří mají pověření od firmy Huntleigh Healthcare.

Upozornění

Poznámka	Následující text popisuje obecná nebezpečí a ty nebezpečné pracovní postupy, které mohou mít za následek smrt, závažná zranění nebo poškození výrobku. Specifické výstrahy a výstražná upozornění, která nejsou uvedena v této části, se mohou objevit na jiných místech příručky.
Možné nebezpečí požáru nebo výbuchu	Potenciální nebezpečí výbuchu hrozí tam, kde se pracuje s hořlavými anestetiky. Může dojít k výbuchu nebo požáru.
Možná nebezpečí elektrického charakteru	Neuvádejte zařízení do provozu v situaci, kdy přípojný vodič a kabely jsou poškozeny nebo příchytky uvolněny. Může dojít k výskytu rušivých signálů nebo ztrátě signálu. Provádejte pravidelné a četné vizuální a elektrické kontroly kabelů a vodičů.
Výstraha	Pokud propojíme několik různých zařízení různého původu, musí tato zařízení vyhovovat normě EN60601-1-1. Každé připojované zařízení by mělo splňovat požadavky norem EN60601-1, EN60950, EN60065, EN60335 nebo EN61010.
Výstraha	Přesnost odečtu získaného z tohoto zařízení může být ovlivněna přítomností kardiostimulátoru nebo srdeční arytmii.

Možné poškození zařízení	Žádná část přístroje nesmí být ponořena do vody. Rozstříknutá kapalina může poškodit elektrické součástky uvnitř přístroje. Neprovádějte sterilizaci tohoto přístroje. Sterilizační prostředek může vážně přístroj poškodit. Nedávejte příslušenství k tomuto přístroji do autoklávu nebo plynového sterilizátoru pokud to není výslovně povoleno od výrobce takového zařízení.
Možná bezpečnostní rizika	Nepoužívejte cizí příslušenství. Používejte pouze příslušenství doporučené v seznamu v této příručce. Cizí náhrady mohou způsobit nesprávnou funkci přístroje. Správné příslušenství musí být stíněno, aby se zabránilo dotyku elektricky vodivých částí elektrod s dalšími vodivými díly nebo zemí.
Výstraha	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Tento produkt je v souladu s požadavky na splnění EMC standardů. Použití příslušenství, které není specifikováno výrobcem, může způsobit zvýšení záření (emisí), snížit odolnost součástek a ovlivnit jejich výkon.

Žádnou část přístroje nečistěte čisticím prostředkem na bázi rozpouštědel.

Nepoužívejte vysokoteplotní sterilizaci nebo sterilizaci elektronovým paprskem/gama zářením.



Tento výrobek obsahuje citlivá elektronická zařízení. Silné elektromagnetické pole na radiových kmitočtech může narušit funkci systému. Pokud k tomu dojde, doporučujeme zjistit zdroj takového rušení a používat pak přístroj "mimo rozsah" (out of range).

Obal přístroje si uschovejte pro budoucí použití, nebo jej vraťte dodavateli.


Pokud máte nějaké pochybnosti o způsobu používání tohoto přístroje, použijte alternativní metodu.

2. Úvod

2.1 Obsah



1 x SC1000






1 x napájecí kabel



1 x Návod k použití

Modul 1



1 x povrchová



1 x rektální



1 x centrální

Teplotní sondy (příslušenství)

1 x kabel pacienta ECG / RESP




1 x snímač prstu pro dospělé



1 x kabel rozhraní SpO2



1 x hadice NIBP



3 x NiBP manžeta

Modul 3



1 x montážní držák



1 x duální kabel IBP




1 x svorka




2 x převodníky tlaku



1 x monitorovací sada



1 × linka pro odběr vzorků u NEINTUBOVANÝCH pacientů
(dospělí, děti nebo kojenci/novorozenci)



1 × linka pro odběr vzorků u intubovaných pacientů
(dospělí, děti nebo kojenci/novorozenci)


Zapisovač




1 x záznamový papír




Vkládání záznamového papíru



1. Otevřete dvířka



2. Vložte/vyměňte záznamový papír



3. Seřídte papír tak, aby se odvíjel.

4. Zavřete dvířka



2.2 Přední panel



Ozna- čení	Popis	Ozna- čení	Popis
1	dotyková obrazovka	3	LED stavu baterie 
2	zap./vyp./ záloha 	4	Připojení síťového napájení (On/Off) 

2.3 Zadní panel




Označ	Popis
1	Nosná rukojeť
2	Sítový napájecí konektor
3	Uvolňovací mechanismus modulu
4	Baterie 
5	Vstupně/výstupní konektory: - a. síť  b. sériový port  c. klávesnice  d. externí monitor  e. ekvipotenciální zemnicí bod 
6	50mm vysokorychlostní tepelná tiskárna (příslušenství od výrobce)

2.4 Zapnutí



1. Připojte SC1000 do síťového konektoru dle obrázku


2. Rozsvítí se indikační LED



3. Stlače

4. Objeví se počáteční obrazovka

Vyberte požadovanou skupinu pacientů.



2.5 Vypnutí

1. Stlače




Poznámka: Pro izolaci SC1000 od elektrické sítě nebo přívodu elektřiny, odpojte silový kabel ze síťového přívodu v zadní části zařízení.

3. Provoz


3.1 Aplikační obrazovka

Obrazovka obsahuje řadu průběhů a numerických indikátorů.




3.2 Příkazový pruh

Stlačováním tlačítek na příkazovém pruhu můžete prohlížet nebo měnit nastavení: -



Nastavení (Setup)



ČAS/DATUM

ČAS

hodina

~ 16 +

minuta

~ 8 +

Datum

den

~ 07 +

měsíc

~ Cer +

rok

~ 2006 +

NASTAVENÍ SYSTÉMU

ČEŠTINA

NASTAVENÍ ČASU A DATUMU

2 MINUTY

Jas

~

Hlasit.

~

Hlasit.

~

Hlasit.

~

DEMO MÓD

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ENGLISH

SVENSKA

ITALIANO

NEDERLANDS

5 MINUTY

15 MINUTY

∞

1

SYSTÉM

PACIENT

PACIENT

Jmén

Ref

Změna jména pacienta

Výška

Skupina

DOSPĚLÍ

Nový Pacient?

JMÉNO/REFERENCE

Jmén

Ref

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
DEL	SPC	-	.	'	/

2

NASTAVENÍ ZAPISOVAČE

kanál 1

VYPNUTO

kanál 2

VYPNUTO

kanál 3

VYPNUTO

kanál 4

VYPNUTO

Mod

RUČNĚ

Grid

VYPNUTO

NULOVÁNÍ

ECG

RESP

SPO₂

IBP1

IBP2

ALARM

ZAPNUTO

3

ZAPISOVAČ

PŘEDNASTAVENO

PŘEDNASTAVENO

EKG PF

vyso

~ 150 +

málo

~ 50 +

RESP DF

vyso

~ 50 +

málo

~ 10 +

SPO₂ %O₂

vyso

~ 99 +

málo

~ 92 +

POUŽIJTE PŘEDNASTAVENÉ

PŘEDNASTAVENO

IBP1 SYS

IBP2 SYS

IBP1 DIA

IBP2 DIA

IBP1 STR.

IBP2 STR.

PŘEDNASTAVENO

NIBP SYS

vyso

~ 160 +

málo

~ 50 +

NIBP DIA

vyso

~ 160 +

málo

~ 50 +

NIBP MAP

vyso

~ 160 +

málo

~ 50 +

PŘEDNASTAVENO

TEPL T1

vyso

~ 40.0 +

málo

~ 30.0 +

TEPL T2

vyso

~ 40.0 +

málo

~ 30.0 +

CO₂ etCO₂

vyso

~ 7.8 +

málo

~ 2.6 +

PŘEDNASTAVENÉ

4

ALARM NASTAVENÍ

EKG ASYSTOLA

MEDIUM (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 1)

EKG PF vyso

MEDIUM (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 2)

EKG PF málo

MEDIUM (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 2)

HOLD ECG ALARMS

VYPNUTO

RESP APNOEA

MEDIUM (SOUND 1)

MEDIUM (SOUND 2)

RESP DF

MEDIUM (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 1)

vyso/málo

VYSOKO (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 2)

PŘEDNASTAVENÍ

ZAPNUTO

MEDIUM (SOUND 2)

VYSOKO (SOUND 1)

VYSOKO (SOUND 2)

5


ALARM NASTAVENÍ

16

4. Monitorování pacienta

4.1 Monitorování EKG

1. Připevněte elektrody na pacienta.



2. Stlačte . . .




3 VODIČE

NEBO



5 VODIČE



I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

DIAGNOSTICKÝ

ZAPNUTO

EKG NASTAVENÍ

Parametr: ZAPNUTO

EKG Svodi: II

Zesílení: x1

Mod: MONITOR

Filtr: ZAPNUTO

Signalizace QRS: VYPNUTO

1MV

DUAL: ZAPNUTO

PF: vysoko - 150 +

málo - 50 +

Automatické Nastavení Alarmů: ☒

VYPNUTO

x2, x4, x 1/2


50Hz, 60Hz

VYPNUTO


3. Změňte podle potřeby.
4. Pro uložení změn stlačte ✓.

4.2 Monitorování dýchání

1. Připevněte elektrody na pacienta.




2. Stlačte . . .




3. Změňte dle potřeby.
4. Pro uložení změn do paměti stlačte ✓.

4.3 Oximetrická monitorování (SpO2)


1. Nasadte snímač.



2. Pripojte kabel.



NEBO PŘILOŽTE
VYOBRAZENÝM
ZPŮSOBEM K
UCHU



3. Stlačte . . .

NASTAVENÍ

NEBO



SPO2

NASTAVENÍ SPO2

Parametr

ZAPNUTO

VYPNUTO

Signalizace Pulzu

ZAPNUTO

VYPNUTO

PE

vysoko - 150 +

málo - 50 +

%O2

vysoko - 99 +

málo - 92 +

Automatické Nastavení Alarmů ☒

4. Změňte dle potřeby.

5. Pro uložení změn do paměti stlačte ✓ .


4.4 Monitorování teploty

K systému může být připojena řada teplotních snímačů, které jsou kompatibilní k YSI 400.


Ty se pak používají pro povrchová, centrální, ezofageální, nazofaryngeální, rektální a aurální měření.

Singulární kanál

Duální kanál



1. Stlačte . . .



2. Změňte dle potřeby.

3. Pro uložení změn do paměti stlačte ✓.

4. Podrobnosti k výměně jsou obsaženy v pokynech výrobce pro uživatele.


4.5 Invazivní monitorování krevního tlaku (IBP)



Invazivní měření tlaku krve smí být prováděno pouze kvalifikovaným personálem, nebo pod jeho dozorem.

Katetrizace by neměla být prováděna na těch údech, které jsou současně používány i pro další lékařské procedury.

1. Nastavení převodníku




Následující postupy musí být striktně dodrženy a prováděny v uvedeném sledu.

Monitorovací souprava MEDEX dodaná spolu se systémem není určena pro opakované použití.

Tlakový snímač sestavte podle dodaných pokynů od výrobce.

Obrázek ukazuje nastavení soupravy MEDEX Logical series™, která je dodávána spolu s SC1000.

Připojovací kabely




2. Prvotní zaplnění systému

Dodržujte pokyny výrobce pro prvotní zaplnění.

Pracujte jemně s proplachovacím (FLUSH) systémem a zaplňujte přístroj bez tlaku.

Natlakujte systém na 300 mm Hg a rychle jej propláchněte po dobu 2 -3 s. Kontrolujte vzduchové bubliny.

Systém je nyní připraven k nulování a kalibraci



Ovládání systému FLUSH

3. Nulování systému


Každý kanál je možno nastavit/kalibrovat samostatně.

Před nulováním nechejte převodník nahřát po dobu do 5 minut..

Otočením ventilu ZERO do zavrené polohy odvzdušněte převodník na atmosférický tlak, směrem k pacientovi.

Stlače . . .

NEBO



. . . a vynulujete převodník

Při nulování má systém dvousekundovou prodlevu.

4. Kalibrace systému

Kalibrace systému probíhá automaticky, avšak uživatel může zkontrolovat systém stlačením tlačítka CAL na převodníku.

Na obrazovce se pro příslušný IBP kanál objeví číslice 100.



Bezpečnostní pokyny:-

Zabrante vytvoření vodivých můstek k dalším monitorovacím zařízením.

Před kalibrací nechejte systém nahřát, na dobu až do 5 minut.


Kabely nestáčejte dohromady.

Převodníky, kabely rozhraní nebo svorky nedávejte do autoklávu a nesterilizujte je etylénoxidem.


Pokud se během používání některé části zařízení náhodně smočí/navlhčí, odpojte je od pacienta, izolujte od síťového napájení a vysušte je. Pak teprve je znovu připojte.

1. Stlačte . . .

a. IBP1




b. IBP2



2. Změňte podle potřeby.

3. Pro uložení změn do paměti stlačte ✓ .

4.6 Neinvazivní monitorování krevního tlaku (NiBP)



1. Nasadte pacientovi manžetu
2. Stlačte . . .



NEBO



NIBP NASTAVENÍ

« NASTAVENÍ

[SYS] ZAPNUTO	VYPNUTO	160 +
[DIA] ZAPNUTO	málo	50 +
	vysoko	160 +
[MAP] ZAPNUTO	málo	50 +
	vysoko	160 +
	málo	50 +

Automatické Nastavení Alarmů ✓

NIBP NASTAVENÍ

Skupiny Pacientů **DOSPĚLÍ**

Modi **RUČNĚ**

Cykly **VYPNUTO**

Počáteční Tlak **140 mmHg**

ENABLE CALIBRATION MODE

ALARMY »

PEDIATRICKÉ NEONATÁLNÍ

AUTOMATICKY TURBO

3,4,5,10,15,30
60,90 minuty

80 - 240mmHg

(DOSPĚLÍ)

60 - 120mmHg


(NEONATÁLNÍ)

3. Změňte dle potřeby.
4. Pro uložení všech změn do paměti stlačte ✓.
5. Stlačte



4.7 Monitorování CO₂

1. Připojte pacienta vyobrazeným způsobem.



Intubovaný pacient


Viz pokyny výrobce ke vzorkovacímu vedení, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Pokud je možno se domnívat, že vzorkovaný plyn je hořlavý, je třeba upevnit trubici na odpadní výstup vedle lapače vody.



Tento odpadní výstup by měl být vyveden ven do bezpečné vzdálenosti od SC1000 a od veškerého elektrického příslušenství, které není odolné vůči požáru.


2. Stlačte . . .



3. Změňte dle potřeby.


4. Pro uložení všech změn do paměti stlačte ✓.

5. Nastavení zapisovače

1. Stlačte ...  → 
2. Změňte dle potřeby.
3. Stlačte ... 
4. Pro uložení všech změn do paměti stlačte ✓.

Manuální provoz

Stlačte




Alarm

V případě alarmu zapisovač provede výtisk automaticky.

Grid*

Nastavte Mřížku (Grid) na ZAPNUTO pro tisk mřížky pozadí.



* Pozor, prosím: Tato možnost nemusí existovat ve všech verzích programu

Poznámka: Při provozu z vnitřní batteries, záznamové zařízení vypne, když kapacita baterie klesne pod 15%.

6. Technické údaje

Klasifikace přístroje

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	třída 1 a interně napájené zařízení
Stupen ochrany proti úrazu elektrickým proudem	Zařízení typu CF, s přiloženou částí, určené pro přímé elektrické připojení k srdci. Zařízení je chráněno proti výboji při defibrilaci. Ochrana proti rušivým signálům při pulzní oxymetrii (SpO2) a proti defibrilačnímu výboji při neinvazivním měření tlaku krve je zajištěna samotnými použitými díly a intrinzicky sondou a manžetou pro měření tlaku krve. Modul ECG (EKG) je navržen s jiskřišti, která minimalizují problémy související s bludnými proudy generovanými při defibrilaci, diatermii atd.
Provozní režim	trvalý
Krytí přístroje (ochrana proti průniku vody)	IPX0
Stupeň bezpečnosti při používání za přítomnosti hořlavých anestetik.	Zařízení není vhodné k použití za přítomnosti HOŘLAVÝCH SMĚSÍ ANESTETIK SE VZDUCHEM, KYSLÍKEM NEBO OXIDEM DUSNÝM (RAJSKÝ PLYN).
Elektrochirurgické nástroje	Tato jednotka neposkytuje ochranu proti vysokofrekvenčnímu vyzařování ostatních chirurgických nástrojů

Údaje vnějšího prostředí

Provozní		Skladovací
10°C - 40°C	teplotní rozsah	-10°C až +50°C
30% - 90% (bez kondenzace vodních par)	relativní vlhkost	0% - 99% (bez kondenzace vodních par)
860mb - 1060mbaru	tlak	860mb - 1060mbaru

Obecné údaje

Napájecí napětí	100-240V 50/60Hz.
Druh pojistky	T2AH 250VAC
Příkon	90 VA
Obrazovka	s úhlopříčkou 10,4", vysoký jas, plochá TFT
Rychlost stopy	50; 25; 12,5 a 6,25mm za sekundu pro tvary vlny EKG a SpO2. Rychlost stopy při respirační křivce je 6,25mm za sekundu
Fixování (freeze) stopy	možné u všech stop
Baterie	Baterie se začne nabíjet v okamžiku připojení střídavého síťového napětí do jednotky . Plně nabitá baterie má kapacitu, která postačuje na cca 3 hodiny trvalého provozu. Nabíjecí doba baterie je cca 3 hodiny.
Rozměry	šířka 310 mm; výška 240 mm (včetně nožek); hloubka 140 mm
Hmotnost	3.7Kg
Výstupy	Konektor 10/100 Ethernet (RJ45) pro připojení k centrální prohlížecké stanici Smartsigns Central View Central Station, Sériový port (9kolíkový „D“) pro inovaci softwaru, 6-vývodový mini DIN konektor pro externí klávesnici, konektor VGA pro vedlejší monitor.

EKG

Rozsah srdečního tepu	15-300 tepů/minutu (BPM)
Volitelné vodiče	I, II nebo III u standardního provedení se 3 vodiči. I, II, III, VR, VL, VF a V u provedení s 5 vodiči.
Volitelný zisk	0,5; 1, 2 nebo 4 mV/cm
Detekce poruchy vodiče	zobrazení výstrahy LEAD OFF na displeji
Indikace QRS průběhu	blikající symbol srdce a akustický tón s možností regulace hlasitosti/vypnutí
Indikace kardiostimulátoru	zobrazení 'P'. stopa označena kladným pulzem 2 cm.
Ochrana proti Esis/defibrilaci	ano
Šířka pásma	0,5 - 30 Hz (monitorovací režim); 0,5 - 100Hz (diagnostický režim)
Filtr	50 Hz /60Hz
Vstupní impedance	>20M Ω při 10Hz
Trend	1, 8 nebo 24 hodinový trend signálu EKG
Alarmy	vysoký (High) a nízký (Low) tep, asystoly s vizuální a akustickou výstrahou

Invazivní měření krevního tlaku

Rozsah	-10 až 245 mm Hg
Přesnost	± 2 mm Hg nebo 2% z odečtené hodnoty
Zobrazení	Dynamický průběh vlny a digitální zobrazení diastolického tlaku, systolického tlaku a MAP.
Trendy	Grafické znázornění 1, 8 nebo 24 hodinových trendů u systolického tlaku, diastolického tlaku a MAP.
Alarmy	Systolický, diastolický tlak, MAP. Vysoký a nízký tlak s vizuální a akustickou výstrahou.

Neinvazivní měření krevního tlaku

Rozsah	30 až 280 mm Hg. Přetlak manžety 300 mm Hg.
Přesnost	± 5 mm Hg při standardní odchylce do ± 8 mm Hg
Zobrazení	Systolický/diastolický tlak a mapový numerický displej; zobrazení formou grafického manometru v průběhu nafukování/vypouštění manžety.
Automatický opakovací interval	'Turbo' nebo kontinuálně. Opakovací intervaly jsou programovatelné v rozsahu od 1–90 minut, v krocích po 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 nebo 90 minutách.
Trendy	Grafické nebo tabulkové zobrazení posledních 24 odečtů systolického, diastolického tlaku a MAP.
Alarmy	Systolický, diastolický tlak, MAP. Vysoký a nízký tlak s vizuální a akustickou výstrahou.

Oximetrická měření (SpO₂)

Rozsah	0 - 99%
Rozlišení	1%
Přesnost	dospělí 70 - 99% $\pm 2\%$ 0 - 69 nespecifikováno novorozenci 70 - 99% $\pm 3\%$ 0 - 69 nespecifikováno
Průměrování	8 tepů průměrně
Plage pulsations	30 - 254bpm, ± 2 bpm nebo $\pm 2\%$
Vstupní svodový proud přes pacienta	$< 10 \mu A$
Trendy	1, 8 nebo 24 hodinový trend SpO ₂ %, and tepová frekvence.
Alarmy	saturace oxyhemoglobinu SpO ₂ , vysoká hladina (55 - 100%) a nízká hladina (50 - 95%). Tepová frekvence - vysoká (250 - 25 bpm), a nízká (245 - 20 bpm)

Dýchání

Metoda	Impedanční měření přes hrudní elektrody EKG
Přesnost	$\pm 2\% \pm 1$ digitů
Citlivost	1 Ω /cm nebo 3 Ω /cm volitelně
Rozsah	4 - 125 dechů/minutu
Trendy	1, 8 nebo 24 hodinové trendy dýchání
Alarmy	apnoe (zástava dechu), rychlé a pomalé dýchání

Teplota (duální kanál)

Metoda	měření termistorem (kompatibilním pro přístrojovou řadu YSI 400)
Přesnost	$\pm 0.1^{\circ}\text{C} \pm 1$ digitů
Rozsah	20 $^{\circ}\text{C}$ - 45.5 $^{\circ}\text{C}$
Zobrazení	T1 nebo T1 + T2 + ΔT
Trendy	1, 8 nebo 24 hodinový trend T1 a T2
Alarmy	vyšší a nižší teplota na T1 a T2.

CO₂

Základní technologie	Respironics LoFlo™
Režim odběru vzorků	Boční proud
Zásady provozu	Jednopaprsková optika NDIR s dvojí vlnovou délkou
Doba inicializace	Kapnogram se zobrazí za méně než 20 s (okolní teplota 25 $^{\circ}\text{C}$), úplná specifikace do 2 minut
Rozsah měření CO ₂	0 - 150mmHg 0 - 19.7% 0 - 20kPa
Metoda výpočtu CO ₂	BTPS (tělesná teplota a tlak při saturaci)
Doba odezvy CO ₂	< 3 s – včetně doby náběhu a přepravy
Rozlišení CO ₂	0.1mmHg, 0 - 69mmHg 0.25mmHg, 70 - 150mmHg

CO₂

Přesnost CO₂	0 - 40mmHg +/- 2mmHg 41 - 70mmHg +/- 5% z naměřené hodnoty 71 - 100mmHg +/- 8% z naměřené hodnoty 101 - 150mmHg +/- 10% z naměřené hodnoty Více než 80 dechů za minutu +/- 12 % z naměřené hodnoty
Stabilita CO₂	< 0,8 mm Hg za 4 h
Respirační frekvence	2 až 150 dechů za minutu
Kalibrace	Běžná uživatelská kalibrace není potřebná
Kompensace	Vydechovaný O ₂ , vyrovnávací plyn (N ₂ , N ₂ O, He) a anestetika
Kompensace O₂	Rozsah: 0 až 100 % Rozlišení: 1 % Výchozí: 16 %
Kompensace N₂O	Rozsah: 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto) Výchozí nastavení: Vypnuto Poznámka: V zapnutém stavu monitor předpokládá, že rovnováha směsi odpovídá O ₂
Kompensace He	Rozsah: 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto) Výchozí nastavení: Vypnuto Poznámka: V zapnutém stavu monitor předpokládá, že rovnováha směsi odpovídá O ₂
Tlak v dýchacích cestách	Rozsah: + 45cmH ₂ O (33.01mmHg) + 120cmH ₂ O (88.27mmHg)

Zapisovač

Typ	Tepelné pole do 24 bodů/mm v horizontálním směru, 8 bodů/mm ve vertikálním směru
Papír	Termosvítek šířky 50mm a délky 30m
Rychlost	50, 25, 12.5, 6.25 mm/s
Tvar vlny	Až 4, podle volby ve funkčním menu.
Alarmy	V případě potřeby zaznamenává zapisovač při aktivaci alarmu

7. Péče o přístroj

Ackoliv SC 1000 je robustním přístrojem, který byl navržen tak aby snesl normální klinické použití, obsahuje jednotka některé velmi citlivé součástky, jako napr. zobrazovací jednotku a příslušenství, s nimiž je třeba zacházet opatrně.

Doporučujeme, aby se jednotka i příslušenství pravidelně testovaly.

Jedenkrát za týden kontrolujte síťové napájecí přívody, především vnější stav přírodních vodičů. Při zjištění poškození proveďte konzultace s kvalifikovaným technikem a případně jej požádejte o opravu.

Pokud přístroj není v neustálém používání, by úroveň nabití baterie kontrolovat jednou měsíčně a v případě potřeby dobít.

Dobíjení vybitou baterií bude trvat 3 hodiny a je dosaženo připojením přístroje k elektrické síti. Při nabíjení by zelená kontrolka ' ~ ' a žlutá "CHG" mely svítit.

Poznámka: Monitor nemusí být spuštěn k dobíjení baterií.

Doporučujeme zaradit přístroj do programu každoroční kalibrace, při níž je prováděna kontrola měřicí přesnosti systému a její porovnání s údaji od výrobce.

Pokud se zjistí poškození některé části systému, je třeba systém vrátit do servisního střediska a nechat jej zde opravit.

7.1 Čištění a dezinfekce

Celý přístroj je možno otírat jemným hadříkem navlhčeným ve slabém mýdlovém čistícím roztoku a teplé vode. Nutno zabránit dotyku elektrických kontaktů a konektoru. Nedovolte, aby žádné tekutiny dostaly do systému, nebo oblast kolem displeje.

Přístroj musí být před použitím v dokonale suchém stavu.

Dezinfekční prostředky na bázi fenolu a mýdel, obsahující kationová smácedla, sloučeniny na bázi cpavku nebo antiseptické roztoky, jako napr. Steriscol nebo Hibiscrub, by nikdy nemely být používány na přístroje. V opačném případě hrozí nebezpečí trvalého poškození

Zařízení na invazivní měření krevního tlaku

Doporučené hemisférické snímací MEDEX představují spotřební materiál a nemely by být opakovaně používány.

Prevodník MEDEX je opakovaně použitelným zařízením a je možno jej čistit a/nebo sterilizovat. Pro čištění používejte jemný mýdlový roztok, kterým odstraníte krev a další cizí materiály z vnějšího povrchu prevodníku a kabelu.

Pri sterilizaci kapalnými prostředky ponorte čištěný prevodník a kabel (kromě konektoru) do roztoku aktivovaného dialdehydu, glutaraldehydu nebo podobného přípravku, na dobu minimálně 10 minut. Behem této doby se zničí rezistentní patogenické spóry, včetně Clostridium sporogenes a Clostridium tetani.

Pro pouhou dezinfekci ponorte dílec na dobu minimálně 10 minut do roztoku. Dojde k likvidaci viru a vegetativních patogenů.

Sterilními prostředky pak vyjmete prevodník a kabel ze sterilizačního roztoku a opláchnete je sterilní vodou. Zabráňte kontaktu s konektorem. Prevodník zabalte do sterilní gázy a do sterilního obvazu. Pak vložte celek do sterilního obalu a oštítkujte nápisem "sterilizováno v kapalině".

Čištění zařízení na měření saturace oxyhemoglobinu (SpO2)

Před čištěním a dezinfekcí odpojte zařízení od dalších jednotek. Zařízení nesmí být vkládáno do autoklávu nebo sterilizováno ethylenoxidem, či ponoreno do jakékoliv kapaliny. Čištění provádíme v mýdlové vodě a pak osušíme.

Přívody EKG k pacientovi

Tyto přívody je třeba čistit teplou vodou a neutrálním čisticím prostředkem, a následně otřít dosucha. Dezinfekci provádíme chemickými prostředky obsahujícími etanol (70 % - 80%), propanol (70% - 80%) nebo aldehydy (2% - 4%).

Kabely pro připojení pacienta neautoklávueme.

Elektrické zdířky/konektory nesmí být ponořeny do jakékoliv kapaliny.

Čištění teplotní sondy a sterilizace

Po použití je třeba sondu očistit teplou vodou a otřít dosucha. Sterilizaci můžeme provádět těmito způsoby:

1. Nízkoteplotní parou 73°C $\pm$ 2°C
2. Etylenoxidem
3. Studenými sterilizačními kapalinami pod lékařským dohledem

V žádném případě by sondy neměly procházet varem, být autoklárovány nebo čištěny kapalinami na bázi chlorhexidinu.

Příslušenství je možno čistit mezi jednotlivým použitím.

Snímače a kabely dezinfikujte v souladu s místně platnými zásadami dezinfekce, případně otřete hadříkem nebo houbou namočenou v 70-procentním izopropylalkoholu.

Čištění manžet na neinvazivní měření krevního tlaku (NiBP)

Manžetu otřete hadříkem namočeným do vhodného čisticího roztoku. Přebytečný čisticí roztok pečlivě otřete.

Zabrante průniku vody do manžety.

Mezi schválené čisticí roztoky patří:

obecné nemocniční dezinfekční prostředky, včetně Clorox®, kapalná dezinfekce (1:10 roztok Clorox® ve vodě), izopropylalkohol. Roztok lyzolu (Lysol®), Phisorex®, Quatricide®, Virex® a Vesphene®.

Čištění hadic NiBP

Hadice otřete hadříkem navlhčeným do vhodného čisticího roztoku (slabého mýdlového roztoku).

Pečlivě otřete přebytečný čisticí roztok.

NEPOUŽÍVEJTE žádný z následně uvedených roztoků, poněvadž ty mohou trvale poškodit sestavu hadic:

butylalkohol, dentaturovaný etanol, freon™, slabý roztok chlóru, izopropylalkohol, trichlóretylén, trichlóretan, aceton, Vesphene II, Enviroquat®, Staphene®, Misty®, glutaraldehyd.

8. Záruka & servisní činnosti

Na všechny výrobky od firmy Huntleigh Healthcare Diagnostic se vztahují standardní podmínky dodávek. Na požádání můžeme zaslat kopii těchto podmínek. Zde jsou také uvedeny veškeré podrobnosti k záručním podmínkám. Zákonná práva zákazníka nejsou nicím omezena.

Pokud vznikne nutnost vrátit přístroj z jakéhokoliv důvodu zpět výrobci, pak:

- přístroj očistěte způsobem v souladu s pokyny v této příručce
- zabalte jej do vhodného obalu
- přiložte osvědčení o dekontaminaci (nebo jiný typ prohlášení, z něhož bude zřejmé, že výrobek byl očištěn).
- Toto osvědčení upevněte na vnější stranu obalu.
Dodávku označte nápisem 'Service Department - Compact'.

Firma Huntleigh Diagnostics si vyhrazuje právo na vrácení takového výrobku, který neobsahuje osvědčení o dekontaminaci.

K přístroji je dodávána servisní příručka, která obsahuje potřebné informace k provádění servisních zásahů, seznamy dílů a pokyny pro hledání závad.

Tuto servisní příručku můžete získat od Vašeho lokálního dodavatele nebo přímo na adrese:

Customer Care Department.
Huntleigh Healthcare,
Diagnostic Products Division,
35, Portmanmoor Rd.,
Cardiff. CF24 5HN
Velká Británie

Tel: +44 (0) 29 20496793 - servis (v době mimo prac.
dobu záznamník)

Tel: +44 (0) 29 20485885

Fax: +44 (0) 29 20492520

Email: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
service@huntleigh-diagnostics.co.uk

© Huntleigh Healthcare Limited 2005, 2012
Všechna práva vyhrazena



Smartsigns produkty jsou v souladu se směrnicí o lékařských přístrojích 93/42/EEC ve znění směrnice 2007/47/EC a podléhá postupům zajištění souladu stanoveným nařízením Rady.

Vyrobeno ve Velké Británii u firmy Huntleigh Healthcare divize diagnostických výrobku. Jako součást trvalého programu vývoje si firma vyhrazuje právo na změnu specifikací a materiálu, bez předchozího oznámení.

Smartsigns a Huntleigh jsou registrovanými obchodními znackami firmy Huntleigh Technology Ltd.



Visit our Website for
downloadable clinical &
educational material and
product information

HUNTLEIGH ...with people in mind

Huntleigh Healthcare Ltd. – Diagnostic Products Division
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 F: +44 (0)29 20492520
E: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
W: www.huntleigh-diagnostics.com

DISTRIBUTED IN GERMANY BY:

HNE Huntleigh Nesbit Evans Healthcare GmbH
Industriering Ost 66, 47906 Kempen
T: +49 (0) 2152-5511-10 F: +49 (0) 2152-5511-20
E: Verkauf@huntleigh.de



Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office: ArjoHuntleigh House,
Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF

© Huntleigh Healthcare Limited 2005, 2012

AN ARJOHUNTLEIGH COMPANY, MEMBER OF THE GETINGE GROUP

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited
As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without
prior notice.

724609-2