

# HUNTLEIGH

## FD1/FD2/FD3

Anwendungshinweise

Kullanım Talimatları

Brugsvejledning

Instrucciones de uso

χρήσης

使用方

Mode d'emploi

Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

aanwijzing

## INSTRUCTIONS FOR USE

Bruksan

talimatları

使用方法

Käyttöohjeet

Instruções de Utilização

Istruzioni per l'uso

Anwendungshinweise

Οδηγίες χρήσης

Anwendungshinweise

## HIGH SENSITIVITY POCKET DOPPLERS

## Indhold

<b>Dopplermåling steder og anbefalede Sonder .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Sikkerhed .....</b>	<b>4</b>
1.1 Advarsler .....	4
1.2 Dele anvendt på patient.....	5
<b>2. Indledning .....</b>	<b>6</b>
2.1 Udpakning / Indledende kontrol .....	6
2.2 Batteriindsættelse / Udskiftning.....	6
2.3 Produktidentifikation .....	7
2.4 Produktmærknin .....	7
<b>3. Drift .....</b>	<b>9</b>
3.1 Vaskulær Funktion (kun FD2) .....	9
3.2 Obstetrisk Funktion .....	10
3.3 Efter brug.....	12
<b>4. Pleje og rengøring .....</b>	<b>13</b>
4.1 Generel pleje .....	13
4.2 Generel rengøring og desinficering .....	14
4.3 Rengøring og desinficering af patientanvendte dele .....	14
4.4 Vedligeholdelse og Reparation .....	15
<b>5. Specifikationer .....</b>	<b>16</b>
5.1 Udstyrsklassifikation .....	16
5.2 Overholdelse af standarder .....	16
5.3 FHR-funktion .....	16
5.4 Generelt .....	17
5.5 Miljømæssige specifikationer.....	17
<b>6. Bortskaffelse efter endt brug .....</b>	<b>18</b>
<b>7. Garanti og service .....</b>	<b>19</b>

Fremstillet i Storbritannien af Huntleigh Healthcare Ltd.

Som følge af en løbende produktudvikling forbeholder selskabet sig retten til at ændre materialer og specifikationer uden varsel.

Dopplex, og Huntleigh er registrerede varemærker tilhørende Huntleigh Technology Ltd. 2004.

# Dopplermåling steder og anbefalede Sonder

1 Jugular Vein  
VP4HS, VP5HS

2 Subclavian Vein  
VP4HS, VP5HS

3 Fetus  
OP2HS, OP3HS

4 Femoral Vein  
VP4HS, VP5HS

5 Great Saphenous Vein  
VP5HS, VP8HS, EZ8

6 Small Saphenous Vein  
VP8HS, EZ8

7 Posterior Tibial Vein  
VP8HS, VP10HS, EZ8

8 Posterior Tibial Artery  
VP8HS, EZ8

9 Vertebral Artery  
VP4HS, VP5HS

10 Carotid Artery  
VP5HS, VP8HS, EZ8

11 Subclavian Artery  
VP4HS, VP5HS

12 Brachial Artery  
VP8HS, EZ8

13 Ulnar Artery  
VP8HS, EZ8

14 Radial Artery  
VP8HS, EZ8

15 Femoral Artery  
VP4HS, VP5HS


16 Digital Artery  
VP8HS, VP10HS, EZ8

17 Penis  
VP10HS, EZ8

18 Popliteal Artery  
VP5HS

19 Metatarsal Artery  
VP8HS, VP10HS, EZ8

20 Dorsalis Pedis Artery  
VP8HS, VP10HS, EZ8



# 1. Sikkerhed



Læs vejledningen omhyggeligt igennem, og gør dig fortrolig med betjeningsknapperne, visningsfunktionerne og betjeningen, før du tager udstyret i brug. Sørg for, at hver bruger fuldt ud forstår sikkerheden og betjeningen af enheden, da forkert brug kan medføre skade på brugeren, patienten eller produktet.



Vi anbefaler, at bruge ALARA princippet (As Low As Reasonably Achievable - så lidt som rimeligt muligt) i forbindelse med udsættelse for ultralyd. Dette anses for værende god praksis og skal til enhver tid overholdes.

*Gem denne brugervejledning til senere brug.*



Attention: Vær opmærksom- brug denne manual. Slå op i sikkerhedsafsnittet.



Vigtigt: Læs den medfølgende dokumentation / brugervejledning

## 1.1 Advarsler



*Der må ikke benyttes hvis der er brændbare gasser til stede, som f.eks. narkosemidler.*



*Må ikke benyttes på det sterile felt, med mindre der er taget ekstra beskyttelsesforanstaltninger.*



*Sørg for ikke at :*

- *nedsænke apparatet i nogen form for væske, (bortset fra FD1/FD3 lydhovedet)*
- *bruge rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel,*
- *bruge sterilisationsmetoder ved høje temperaturer (som f.eks. autoklavering),*
- *bruge elektronstrålesterilisation eller gammastrålesterilisation.*



*Hovedapparatet er ikke vandtæt og må ikke nedsænkes i væske. Ved brug under vandet hvor der kan forekomme kontaminering eller krydsinfektion, skal der tages ekstra beskyttelsesforanstaltninger*



*Må ikke anvendes på øjnene.*



*Batterierne må ikke kastes på ilden, da det kan medføre eksplosion.*



*Der må ikke gøres forsøg på at oplade almindelige tør-batterier. De kan være utætte, forårsage brand eller endda eksplodere.*



*Dette produkt indeholder følsom elektronik, og stærke radiofrekvensfelter kan derfor eventuelt danne interferens hermed. Dette angives med usædvanlige lyde fra højtaleren. Vi anbefaler, at interferenskilden identificeres og elimineres.*



*Ethvert udstyr, der er tilsluttet RS232 interface skal være i overensstemmelse med IEC60601-1:2005.*



*Tilslut kun hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.*



*Dopplex Dopplere er screeningsinstrumenter til hjælp for sundhedsprofessionelle og må ikke bruges i stedet for normal vaskulær eller føtal overvågning. Hvis der er nogen tvivl om vaskulært eller føtalt velfærd efter brug af apparatet, skal der straks foretages yderligere undersøgelser ved hjælp af alternative teknikker.*


## 1.2 Dele anvendt på patient

Som defineret i IEC60601-1:2005 er det Dopplex Dopplers ultralydprober, der anvendes på patienter.

## 2. Indledning

### 2.1 Udpakning / Indledende kontrol

#### Indhold




#### Kontrol ved levering

Huntleigh Healthcare Ltd tager alle forholdsregler for at sikre, at varen kommer frem i perfekt tilstand. En hændelig skade kan dog forekomme under transport og opbevaring. Derfor anbefaler vi, at der foretages en visuel kontrol, så snart enheden er leveret. Hvis der opdages skader eller mangler, skal Huntleigh Healthcare Ltd øjeblikkeligt gøres opmærksom på dette.

#### Opbevaring


Hvis enheden ikke skal bruges lige med det samme, skal den genforsegles i den originale emballage efter at have foretaget den indledende kontrol ved levering, og derefter opbevares tildækket ved en temperatur på mellem  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ , og ved en ikke-kondenserende relativ fugtighed på 10 % til 93 %..

### 2.2 Batteriindsættelse / Udskiftning




**Bemærk:** Fjern batteriet, hvis enheden ikke forventes at blive anvendt i nogen tid.

## 2.3 Produktidentifikation

























	FD1 FD3	FD2	
1	•	•	Hoved-telefon holder
2		•	RS232 port
3	•	•	LCD Panel
4	•	•	højttaler
5	•	•	tænd og sluk knap
6	•	•	sensor holder
7	•	•	Volume kontrol
8		•	start/stop knap
9		•	Indstillingsknap
10	•	•	Batteri rum
11	•	•	Lomme clips



## 2.4 Produktmærknin



Anvendte dele (ultralydprober) er type BF i henhold til definitionerne i IEC60601-1:2005

	Attention: Vær opmærksom- brug denne manual. Slå op i sikkerhedsafsnittet.		
	Vigtigt: Læs den medfølgende dokumentation / brugervejledning.		
 2797	Dette symbol betyder, at produktet overholder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF) - forordning om medicinsk udstyr (EU 2017/745).		
<b>Kun Rx</b>	Forsigtig: I henhold til De Forenede Staters forbundslovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter dennes anvisning.		
<b>IP20</b>	Protected against ingress of solid foreign objects >12.5mm diameter. Not protected against ingress of water.		
<b>Fremstillet af:</b>	<b>Huntleigh Healthcare Ltd.</b> 35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk www.huntleigh-diagnostics.com		
	Juridisk producent i overensstemmelse med CE-mærkningen i Europa. ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden		
	Tænd/sluk		Battery
	Temperatur-begrænsninger	"MAX 93% RH"	Grænser for relativ fugtighed
	Serienummer		Referencenummer
	Medical Device		Device Identifier
	Skrøbelig		Opbevares tørt
	Hoved-telefon holder		Volume
	RS232 Interface		Justering mark
	Papemballage kan genbruges.		Brug ikke krog
	PVC-FRI Indeholder ikke PVC		LATEXFRI Indeholder ikke latex
	Atmosfæriske trykgrænser		

### 3. Drift



Diagrammet på side 3 viser Doppler-målesteder og anbefalede lydhoveder.

For at tilslutte sonden anbringes åbningen i sonden ud for pilen på stikket, og den skubbes ind med et fast tryk.

Træk hårdt i stikket for at afbryde sonden. Træk ikke i kablet.

Bemærk: Under brugen, ved lave signaler aktiveres en automatisk støjreduktionsfunktion for at forbedre lyd kvaliteten.

#### Ultralydsgel

Der må KUN anvendes vandbaseret ultralydsgel

### 3.1 Vaskulær Funktion (kun FD2)

FD2 vælger vaskulær funktion, når der er tilsluttet et vaskulært lyd hoved til kontrolheden.

#### Vaskulært Lydhoveder

Der fås fem lyd hoveder til vaskulære undersøgelser:

<b>VP4HS</b>	<b>4MHz <math>\pm 1\%</math> til dybtliggende kar.</b>
<b>VP5HS</b>	<b>5MHz <math>\pm 1\%</math> til dybtliggende kar og ødematøse lemmer.</b>
<b>VP8HS</b>	<b>8MHz <math>\pm 1\%</math> til perifere kar.</b>
<b>VP10HS</b>	<b>10MHz <math>\pm 1\%</math> til specialanvendelse ved overfladenære strukturer.</b>
<b>EZ8</b>	<b>8MHZ <math>\pm 1\%</math> "Widebeam" til perifere kar.</b>

I denne funktion kan blodgennemstrømningen høres i højttaleren. Lyd hovedets frekvens vises.

#### Klinisk brug

Smør rigeligt med gel på undersøgelsesstedet. Anbring lyd hovedet i en vinkel på  $45^\circ$  på huden over det kar, der skal undersøges. Justér lyd hovedets position for at få det højeste lyd signal. Der udsendes højtonede, pulserende lyde fra arterierne, hvorimod venerne udsender en ikkepulserende lyd, som minder om vinden, der suser.

De bedste resultater opnås ved at holde lyd hovedet så stille som muligt, når den optimale position er fundet. Justér lyd volumen efter behov.

## 3.2 Obstetrisk Funktion

### Fetal Dopplex II (FD2)

Der vælges automatisk obstetrisk funktion, når der tilsluttes et obstetrisk ydhoved (OP2HS eller OP3HS). Den føtale hjertefrekvens (FHR) vises med 3 funktionsmåder, og en RS232 interface sørger for udskrivning af FHR, når der er tilsluttet en Dopplex Printa pakke.

### Obstetrisk Lydhoveder

Der fås 2 lydhoveder til obstetrisk undersøgelser:

<b>OP2HS</b>	<b>2MHz ±1%</b>
<b>OP3HS</b>	<b>3MHz ±1%</b>

### Fetal Dopplex (FD1/FD3)

Arbejder i standardfunktion, hvor den viser FHR. Lydhoved/kabel er vandtætte og kan nedsænkes helt i væske til brug ved vandfødsler.



***FD1/FD3 hovedapparatet er ikke vandtæt og må ikke nedsænkes.***

### Klinisk brug

Smør rigeligt med gel på maven. Anbring lydhovedets plane del fladt mod maven over symphysis pubis. Justér lydhovedet for at opnå et optimalt lydssignal, ideelt set ved en vinkling af lydhovedet. Undgå at lade det glide over huden.

Tidligt i graviditeten kan det forbedre lydtekteringen at have en fuld blære. Senere i graviditeten findes de bedste signaler generelt højere oppe på maven. Den føtale hjertelyd lyder som en galloperende hest med ca. dobbelt så mange slag som moderens. Der høres en susende lyd fra moderkagen.

*\*Bemærk: Til FD1 / FD3 : Der er ikke brug for gel, når lydhovedet bruges under vandet.*

### Standardfunktion - FD1/FD2/FD3



I denne funktion vises FHR på den 3-cifrede udlæsning beregnet som et gennemsnit af 4 hjerteslag. LCD viser et hjertesymbol i omrids.

## Udjævnet funktion - kun FD2



Denne funktion anvendes til at opnå mere stabile aflæsninger af hjertefrekvens. I denne funktion tages FHR som et gennemsnit af 8 slag. LCD viser et massivt hjertesymbol.

## Manuel funktion - kun FD2



Denne funktion bruges, når det føtale hjerteslag kan høres i højtaleren eller hovedtelefonerne, men FD2 ikke kan foretage en pålidelig beregning af hjertefrekvensen på grund af støj eller et lavt signalniveau. I denne funktion kan hjertefrekvensen tælles manuelt over en periode på 10 hørbare hjerteslag (se nedenfor). FD2 vil automatisk beregne og vise den afledte FHR på LCD'en. LCD viser et ur.

## Mode Selection (kun FD2)



Tryk på knappen Mode for at vælge funktionen.

## Brug af manuel funktion (kun FD2)

1. Tryk og hold Start-/Stopknappen nede, og tæl straks det hørbare hjerteslag. Sørg for at tælle det første slag, idet der trykkes på knappen. LCD'en viser et blinkende ur, og FHR aflæsningen vises som tre streger.
2. Slip Start-/Stopknappen, så snart du har talt til 10 (dvs. efter ni mellemrum mellem slagene). FD2 vil automatisk beregne den afledte FHR som gennemsnittet af 10 slag og vise resultatet. Denne frekvensværdi bibeholdes, indtil målingen gentages, eller der slukkes for apparatet. Hvis knappen holdes i mindre end ca. 3 sekunder, slettes den foregående frekvensværdi fra displayet, som nulstilles.

## Tilslutning til Printa II™ (kun FD2)

Der vælges automatisk udskrivning på papir, når stikket på interface buffer box sættes i RS232-kontakten på FD2's øverste panel. Udskrivning startes derefter ved hjælp af Start-/Stopknappen.

### 3.3 Efter brug

1. Tryk på Tænd-/Slukknappen og slip. Hvis du glemmer at slukke for apparatet, slukkes det automatisk efter 3 minutter.
2. Der henvises til rengøringsafsnittet inden opbevaring eller brug af apparatet på en anden patient.
3. Apparatet skal opbevares sammen med lyd hoved og tilbehør i den medfølgende bløde taske.

## 4. Pleje og rengøring

### 4.1 Generel pleje

Alle Huntleigh produkter er designet til at modstå normal klinisk brug, men de kan indeholde sarte komponenter, for eksempel probespidsen, der skal håndteres og behandles med omhu.

Med jævne mellemrum, og når systemets integritet er i tvivl, gennemføres en kontrol af alle funktioner, som beskrevet i det relevante afsnit i IFU. Hvis der er fejl på kabinettet, skal enten Huntleigh eller din forhandler kontaktes for reparation eller bestilling af en ny.



**Sørg for at tjekke med dit anlægs lokale kontrolpolitik vedrørende infektion og eventuelle procedurer for rengøring af udstyr.**



**Overhold advarsler og retningslinjer på rengøringsvæskens etiket for brug og personlige værnemidler (personal protective equipment (PPE)).**



**Brug ikke slibende klude eller rengøringsmidler.**



**Brug ikke automatiske vaskesystemer eller autoklaver.**



**Der må ikke anvendes phenolsk rensmiddelbaserede desinfektionsmidler, opløsninger indeholdende kationiske overfladeaktive stoffer, ammoniakbaserede sammensætninger eller parfumer og antiseptiske opløsninger.**



**Sørg for, hvis der anvendes vaskeservietter eller desinficerende servietter, at overskydende opløsning presses ud af servietterne før brug.**



**Der må ikke komme væske ind i produkterne og sænk dem ikke ned i nogen form for opløsning.**



**Tør altid desinfektionsmidlet af med en klud fugtet med rent vand.**

## 4.2 Generel rengøring og desinficering

Hold altid de udvendige overflader rene og fri for snavs og væsker med en ren, tør klud.

1. Tør eventuelle væsker af produktets overflade ved hjælp af en ren, tør klud.
2. Tør af med en klud fugtet i 70 % isopropylalkohol.
3. Tør efter med en ren, tør klud.
4. Brug, hvis produktet er blevet forurenet, de metoder der er beskrevet for patientanvendte dele.

## 4.3 Rengøring og desinficering af patientanvendte dele

Rengør lydhoveder, før behandling af en patient ved hjælp af lavrisiko rensemetode, se nedenfor.

Efter patientundersøgelse rengør og/eller desinficér lydhoveder med en tilpasset metode, der er baseret på omfanget af krydskontamineringsrisici, som defineret nedenfor:

Risiko	Definition	Procedure
<b>Lav</b>	Normal anvendelse eller lavrisiko situationer, herunder patienter med intakt hud og ingen kendte infektioner.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern tilsmudsning, tør af med et mildt neutralt rensmiddel og derefter skylles eller tørres efter med en absorberende materiale, der er fugtet i vand.</li> <li>2. Tør efter med en ren klud.</li> </ol>
<b>Middel</b>	Patienten har en kendt infektion, hud er ikke intakt, emnet er meget snavset.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Følg lavrisiko proceduren og tør efter med en klud, der er fugtet i natriumhypoklorit (1.000 ppm).</li> <li>2. Efter to minutter skylles eller tørres efter med en absorberende materiale, der er fugtet i vand og tør efter med en ren klud.</li> </ol>
<b>Høj</b>	Denne procedure bør kun anvendes, når emnet er blevet forurenet af blod.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Følg lavrisiko proceduren og tør efter med en klud, der er fugtet i natriumhypoklorid (10.000 ppm).</li> <li>2. Efter to minutter skylles eller tørres efter med en absorberende materiale, der er fugtet i vand og tør efter med en ren klud.</li> </ol>



**Advarsel: Gentagen og unødvendig brug af koncentrerede opløsninger vil resultere i produktets beskadigelse. Lad ikke natriumhypoklorid opløsninger komme i kontakt med metaldele.**

Brug af desinficerende materialer, der ikke er de anførte, er brugerens ansvar for at sikre effektivitet og kompatibilitet med enheden.

## 4.4 Vedligeholdelse og Reparation

Eftersyn anbefales hver gang produktet anvendes, med særlig vægt på søndernes spidser, kontrol for revner mv. og eftersyn af kabel og stik. Enhver krakelering eller uregelmæssig opførsel bør undersøges.



Dette produkt kræver ikke periodisk vedligeholdelse.

Passende testudstyr og et komplet sortiment af reservedele er også tilgængelige. Der henvises til Servicehåndbogen for yderligere information og varenumre.

En fuld teknisk beskrivelse i Servicehåndbogen 726374.

## 5. Specifikationer

### 5.1 Udstyrsklassifikation

Beskyttelsestype mod elektrisk stød.	Udstyr med intern strømforsyning
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød 	Type B - udstyr med anvendt del. 
Driftsmåde	Kontinuerlig
Beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængen af partikler og/eller vand.	Hovedenhed: IP20 FD1 / FD3 sonder: IPX7 Alle andre prober (Tip kun): IPX1
Sikkerhedsgrad ved anvendelse i nærheden af brandfarlige anæstetika	Dette udstyr er ikke egnet til brug i nærheden af EN BRANDBAR BLANDING AF BEDØVELSESMIDLER MED LUFT, ILT ELLER LATTEGAS

### 5.2 Overholdelse af standarder



IEC60601-1: 2005
UL60601-1 : 2006
CSA C22.2 No 601.1-M90 (R2005)

### 5.3 FHR-funktion\*

<b>Standard funktion</b>	Område - 60-210bpm** Gennemsnit - 4 slag	Resolution - 1bpm Nøjagtighed - ±3bpm
<b>Udjævnet funktion (kun FD2)</b>	Område - 60-210bpm Gennemsnit - 8 slag	Resolution - 1bpm Nøjagtighed - ±3bpm
<b>Manuel funktion (kun FD2)</b>	Område - 60-210bpm Gennemsnit - 10 slag	Resolution - 1bpm Nøjagtighed - ±3bpm

\*(der ses bort fra brugerfejl)  
\*\*(bpm - slag pr. minut)


## 5.4 Generelt

<b>Maks. lydeffekt (Højttaler)</b>	Typisk 500 mW RMS-værdi
<b>Automatisk stop</b>	3 minutter uden signal 10 minutter ubetinget
<b>Hoved-telefon</b> 	Max. udgangseffekt: 25 mW RMS (32Ω) Stik: 3,5 mm stereo jack-stik Max. påtrykt spænding: + 9VDC
<b>RS232 Interface (kun MD2)</b> 	Dataformat: RS232C Stik: 8pin subminiature DIN-stik Max. påtrykt spænding: + 5 DC
<b>Batteritype</b>	IEC 6LR61 eller IEC 6LP3146
<b>Batteriets levetid</b>	Typisk 250 undersøgelser af 1 minut pr. undersøgelse
<b>Str.</b>	Højde: 140mm, Dybde: 27mm, Bredde: 74mm
<b>Vægt</b>	295g

## 5.5 Miljømæssige specifikationer

Betjening		Opbevaring
+10°C til +30°C	<b>Temperaturområde</b>	-10°C til +40°C
10% til 90% (ikke-kondenserende)	<b>Relativ fugtighed</b>	93% maks
860mb til 1060mb	<b>Tryk</b>	860mb til 1060mb

## **6. Bortskaffelse efter endt brug**



Dette symbol angiver, at dette produkt, herunder alle dets tilbehørsdele og forbrugsvarer, er underlagt WEEE-direktiverne (Waste Electrical and Electronic Equipment) og skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

## 7. Garanti og service

Huntleigh Healthcare Ltd. standardvilkår gælder for salg af alle produkter. En kopi kan rekvireres på anmodning. De indeholder alle detaljer for garantivilkårene, og begrænser ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder.

### Returvarer

Hvis dit Dopplex apparat af en eller anden grund skal returneres, bedes du:

- Rengør produktet i henhold til instruktionerne i denne vejledning.
- Pak det ind i en passende emballage.
- Vedlæg bevis for dekontaminering (eller anden skriftlig erklæring om, at produktet er blevet rengjort) udvendigt på emballagen.
- Marker emballagen med "Serviceafdeling" (Service Department) - FD1 / FD2 / FD3".

Huntleigh Healthcare Ltd forbeholder sig retten til at returnere et produkt, der ikke indeholder et bevis for dekontaminering.

Med henblik på service, vedligeholdelse og eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed eller i forbindelse med andre Huntleigh Healthcare Dopplex produkter, bedes henvendelse rettet til:

Customer Care Department.  
Huntleigh Healthcare, Diagnostic Products Division,  
35, Portmanmoor Rd.,  
Cardiff. CF24 5HN  
United Kingdom.

Tel: +44 (0)29 20496793 - Service (telefonsvarer døgnet rundt)  
Tel: +44 (0)29 20485885  
Fax: +44 (0)29 20492520  
Email: [sales@huntleigh-diagnostics.co.uk](mailto:sales@huntleigh-diagnostics.co.uk)  
[service@huntleigh-diagnostics.co.uk](mailto:service@huntleigh-diagnostics.co.uk)  
[www.huntleigh-diagnostics.com](http://www.huntleigh-diagnostics.com)

Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse med relation til dette medicinske udstyr, som påvirker brugeren eller patienten, skal brugeren eller patienten indberette den alvorlige hændelse til producenten af det medicinske udstyr eller dennes distributør.

I EU skal brugeren tillige indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne befinder sig.

**Manufactured in the UK by Huntleigh Healthcare Ltd on behalf of;**



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden



2797

**Huntleigh Healthcare Ltd.**

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom  
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk  
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:  
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF  
©Huntleigh Healthcare Limited 2004-2014

**A Member of the Arjo Family**

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

# HUNTLEIGH