

BRUGSANVISNING

# Hydroven 3



# Indhold

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Sikkerhed .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Advarsler .....                                             | 3         |
| <b>2. Elektromagnetisk kompatibilitet .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>3. Indledning .....</b>                                      | <b>8</b>  |
| 3.1 Om denne brugervejledning .....                             | 8         |
| 3.2 Tilsigtet anvendelse.....                                   | 8         |
| 3.3 Om Hydroven 3 .....                                         | 8         |
| 3.4 Brug Miljø .....                                            | 8         |
| <b>4. Klinisk anvendelse .....</b>                              | <b>9</b>  |
| 4.1 Indikationer.....                                           | 9         |
| 4.2 Kontraindikationer .....                                    | 10        |
| <b>5. Indledende kontrol .....</b>                              | <b>11</b> |
| <b>6. Klinisk behandlingsvejledning.....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>7. Oplysninger om manchet og indsætningsmanchet.....</b>     | <b>13</b> |
| 7.1 Beskrivelse af manchet .....                                | 13        |
| 7.2 Valg af korrekt manchet .....                               | 13        |
| 7.3 Påmontering af manchet .....                                | 14        |
| <b>8. Betjening .....</b>                                       | <b>16</b> |
| 8.1 Beskrivelse af pumpen.....                                  | 16        |
| 8.2 Betjening.....                                              | 17        |
| 8.2.1 Sådan tilpasses positionen på trykreguleringsknappen..... | 17        |
| 8.2.2 Tænd .....                                                | 18        |
| 8.2.3 Indstilling af manchettens tryk .....                     | 18        |
| 8.2.4 Retning ned .....                                         | 18        |
| 8.2.5 Fjernelse af manchetten .....                             | 18        |
| <b>9. Dekontaminering .....</b>                                 | <b>19</b> |
| 9.1 Rengøring .....                                             | 19        |
| 9.2 Kemisk desinficering.....                                   | 19        |
| 9.3 Rengøring og sterilisering af manchetter.....               | 19        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10. Rutinemæssig vedligeholdelse .....</b>              | <b>20</b> |
| <b>10.1 Hydroven 3-system .....</b>                        | <b>20</b> |
| 10.1.1 Vedligeholdelse .....                               | 20        |
| 10.1.2 Servicering .....                                   | 20        |
| 10.1.3 Serviceperiode .....                                | 20        |
| <b>10.2 Hydroven 3-pumpe .....</b>                         | <b>20</b> |
| 10.2.1 Almindelig pleje, vedligeholdelse og eftersyn ..... | 20        |
| 10.2.2 Serienumre .....                                    | 20        |
| <b>11. Fejlfinding .....</b>                               | <b>21</b> |
| <b>12. Tilbehør .....</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>13. Specifikationer .....</b>                           | <b>24</b> |
| 13.1 Udstyrsklassifikation .....                           | 24        |
| 13.2 Generelt .....                                        | 24        |
| 13.3 Miljømæssige specifikationer .....                    | 25        |
| 13.4 Overholdelse af standarder .....                      | 25        |
| <b>14. Produktmærknin. ....</b>                            | <b>26</b> |
| <b>15. Bortskaffelse efter endt brug .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>16. Garanti og service .....</b>                        | <b>29</b> |
| 16.1 Returvarer .....                                      | 29        |

# 1. Sikkerhed



Læs vejledningen omhyggeligt igennem, og gør dig fortrolig med betjeningsknapperne, visningsfunktionerne og betjeningen, før du tager udstyret i brug. Sørg for, at hver bruger fuldt ud forstår sikkerheden og betjeningen af enheden, da forkert brug kan medføre skade på brugeren, patienten eller produktet.

Gem denne brugervejledning til senere brug.

## Symboler



Generel advarsel



Følg brugsanvisningen

## 1.1 Advarsler

Brug IKKE tilbehør, der ikke er godkendt, og forsøg IKKE på at ændre, demontere eller på anden måde misbruge Hydroven 3 -systemet. Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke følges, kan det medføre personskade eller, i ekstreme tilfælde, død.



**Eksplodingsfare ved brug i nærheden af brandfarlige anæstetika.**



**Monter ikke enheden direkte over patienten. Find enheden, så den ikke forårsager skade, hvis den falder.**



**Betjen ikke enheden via ledningsnettet, hvis strømkablet er beskadiget.**



**Enheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.**



**Brug kun anbefalede tilbehør er nævnt i denne manual.**



**Hvis dette produkt er tilsluttet en anden del af et elektrisk udstyr, er det vigtigt at sørge for, at systemet er fuldt ud i overensstemmelse med IEC60601-1:2005.**



**Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at plejemodtageren anvender dette produkt på forsvarlig vis**



**Sørg for, at netledningen og slangesæt eller luftslanger er placeret, så de ikke kan forårsage et fald eller udgøre anden fare og er fri af bevægelige sengemekanismer eller andre mulige steder, hvor de kan blive klemt.**



Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det fejlbetjenes. Der findes ingen dele inde i pumpen, som skal efterses af brugeren. Pumpekabinettet må kun fjernes af autoriseret teknisk personale. Det er ikke tilladt at foretage nogen ændringer af dette udstyr.



Der skal altid være fri adgang til stikkontakten. Hvis man ønsker at koble pumpen fuldstændigt fra strømforsyningen, skal stikket tages ud af stikkontakten.



Pumpen skal kobles fra strømforsyningen, inden der foretages rengøring og eftersyn.



Der må kun anvendes de kombinationer af pumpe og manchetter/indsætningsmanchet, som Huntleigh angiver. Det kan ikke garanteres, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pumpe og manchetter.



Tasker følger med dette udstyr kan udgøre en kvælningssfare risiko; for at undgå risikoen for kvælning holde poserne væk fra babyer og små børn.



Systemet må ikke udsættes for åben ild såsom cigaretter, etc.



Systemet må ikke opbevares i direkte sollys.



Brug ikke fenolbaserede rengøringsmidler til at rengøre systemet.



Sørg for, at systemet er rent og tørt, inden det anvendes eller gemmes væk.



Kæledyr og børn skal være under opsyn i nærheden af systemet.



Forsigtig (gælder kun for det amerikanske marked)  
Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af eller på foranledning af en læge.

## Forventet levetid

Levetiden er defineret som den minimumstid, hvor udstyret forventes af forblive sikkert og egnet til at opfylde dets påtænkte anvendelse, og hvor alle risikominimeringsforanstaltninger forbliver effektive.  
Huntleigh Healthcare Ltd har fastsat den forventede levetid for enheden til 7 år.

## 2. Elektromagnetisk kompatibilitet

Kontroller, at det miljø, som Hydroven 3 er opstillet i, ikke påvirkes af stærke kilder med elektromagnetisk interferens (f.eks. radiosendere og mobiltelefoner).

Dette udstyr genererer og anvender radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og anvendes korrekt, i henhold til producentens anvisninger, kan det forårsage eller udsættes for interferens. Det er typeafprøvet i et fuldt konfigureret system, og er i overensstemmelse med standarden EN60601-1-2, der skal yde rimelig beskyttelse mod denne type interferens. Det er muligt at finde ud af, om udstyret forårsager interferens, ved at tænde og slukke for det. Hvis udstyret forårsager eller påvirkes af interferens, kan en eller flere af følgende foranstaltninger afhjælpe problemet:

- Drej udstyret i en anden retning
- Anbring udstyret et andet sted i forhold til interferenskilden
- Flyt udstyret væk fra enheden, som det danner interferens med
- Slut udstyret til et andet stik, så enhederne er koblet på forskellige kredsløb



**Hvis det er nødvendigt at anvende dette udstyr i nærheden af andet elektronisk udstyr, skal det kontrolleres, at udstyret stadig fungerer på normal vis.**

### Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk stråling

Hydroven 3 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af Hydroven 3 bør sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

| Strålingstest                                       | Overensstemmelse | Elektromagnetisk miljø - vejledning                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-stråling<br>CISPR 11                             | Gruppe 1         | Hydroven 3 anvender kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er RF-strålingen meget lav, og vil sandsynligvis ikke skabe interferens med elektronisk udstyr i nærheden.  |
| RF-stråling<br>CISPR 11                             | Klasse B         | Hydroven 3 kan bruges i alle etableringer, herunder husholdninger, der direkte er tilsluttet til offentligt lavspændingsforsyningsnetværk, som leverer strøm til husholdninger. |
| Harmoniske emissioner<br>IEC 61000-3-2              | Klasse A         |                                                                                                                                                                                 |
| Spændingssving / flimmeremissioner<br>IEC 61000-3-3 | Overholder       |                                                                                                                                                                                 |

### Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Hydroven 3 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af Hydroven 3 bør sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

| Immunitetstest                | IEC 60601 testniveau         | Overensstemmelsesniveau | Elektromagnetisk miljø - vejledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                              |                         | Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke bruges tættere på nogen del af Hydroven 3, inklusive kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, der er beregnet ud fra den ligning, der svarer til transmitterens frekvens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RF-ledet<br>IEC 61000-4-6     | 3 Vrms<br>150 kHz til 80 MHz | 3V                      | $d = 1.2 \sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Udstrålet RF<br>IEC 61000-4-3 | 3 Vrms<br>80 MHz til 2,5 MHz | 3V/m                    | $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80MHz til 800MHz<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ 800MHz til 2,5GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                              |                         | <p>hvor <math>P</math> er det maksimale område for udgangseffekt på transmitteren i watt (W) i henhold til transmitterproducenten, og <math>d</math> er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).</p> <p>Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som er fastslået ved en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, <sup>a</sup> bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde <sup>b</sup>.</p> <p>Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol:</p>  |

BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder området for højere frekvens.

BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

<sup>a</sup> Feltstyrker fra faste transmittere, som f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/trådløse), landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges rent teoretisk med nøjagtighed. En elektromagnetisk undersøgelse på stedet bør overvejes for at vurdere det elektromagnetiske miljø med faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Hydroven 3 anvendes, overstiger det angivne RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, bør produktet kontrolleres for normal funktion. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det være nødvendigt at foretage yderligere tiltag, som f.eks. at ændre Hydroven 3s retning eller placering.

<sup>b</sup> Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

**Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Hydroven 3**

Hydroven 3 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor RF-strålingsforstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af Hydroven 3 kan hjælpe med til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (transmittere) og Hydroven 3, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

| Maksimal udgangseffekt på transmitter<br><br>W | Sikkerhedsafstand i henhold til transmitterens frekvens<br>m |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | 150kHz til 80MHz                                             | 80MHz til 800MHz   | 800MHz til 2,5GHz  |
|                                                | $d = 1.2 \sqrt{P}$                                           | $d = 1.2 \sqrt{P}$ | $d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0,01                                           | 0,12                                                         | 0,12               | 0,23               |
| 0,1                                            | 0,38                                                         | 0,38               | 0,73               |
| 1                                              | 1,2                                                          | 1,2                | 2,3                |
| 10                                             | 3,8                                                          | 3,8                | 7,3                |
| 100                                            | 12                                                           | 12                 | 23                 |

For transmittere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand  $d$  i meter (m) anslås ved hjælp af den ligning, der gælder for transmitterens frekvens, hvor  $P$  er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til transmitterens fabrikant.

BEMÆRK 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højeste frekvensområde.

BEMÆRK 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.

## 3. Indledning

### 3.1 Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning er din introduktion til Hydroven 3-systemet.

Du skal læse og forstå denne brugervejledning fuldt ud, inden systemet bruges.

Brug den første gang systemet opsættes, og gem den som en opslagsbog i dagligdagen og som en vejledning, når det gælder vedligeholdelse.

Hvis du har problemer med opsætning eller brug af Hydroven 3 -systemet, kan du kontakte det lokale Huntleigh salgskontor, der er anført bagest i denne brugervejledning.

### 3.2 Tilsigtet anvendelse

Den tilsigtede anvendelse af dette produkt er at administrere listen over kliniske forhold, der er beskrevet under "Indikationer".

Hydroven 3 -systemet skal bruges som del af en ordineret plejeplan som beskrevet under "Indikationer".

### 3.3 Om Hydroven 3

Pumpen leverer via forbindelsesslanger luft til en oppustelig manchetter, som muliggør anlæggelse af et kontrolleret tryk, der udøver en blid sammentrykning af armen/benet. Denne påvirkning hjælper med at øge tilbageløbet af blod og overskydende væske, og dermed øges venøs tilbageløb samt fremmer genoptagelsen af affaldsstoffer.

Pumpen arbejder efter en automatisk fastsat cyklus på 1 minutter, 30 sekunders oppustning efterfulgt af 30 sekunders tømning. Den variable trykpåvirkning går fra 30-100 mmHg. Tekstilerne oppustes på skift.

Hydroven 3-systemet betjener to typer manchetter:

- Hydroven 1-manchetter med enkelt kammer, der giver ensartet kompression.
- Hydroven 3-manchetter med trekammer, der giver gradueret, segmenteret sammenpresning, og oppustes distalt til proksimalt.

Indsætningsmanchetter, der fås som tilbehør, kan anvendes til at øge omkredsen af standard arm- og benmanchetter.

En komplet teknisk beskrivelse af Hydroven 3- systemet er at finde i servicevejledningen, delnr. SER0014, der kan rekvireres fra det lokale Huntleigh salgskontor.

### 3.4 Brug Miljø

Hydroven 3 er velegnet til brug på hospitalet, primær pleje og lokalsamfundene. Det må ikke anvendes udendørs eller i ethvert miljø, hvor det kan komme i kontakt med vand.

[Brugsanvisning](#)

## 4. Klinisk anvendelse

### 4.1 Indikationer

Intermitterende pneumatisk kompression (IPC) er effektiv i behandling af følgende kliniske tilstande, når den kombineres med et overvågningsprogram, der er tilpasset den enkelte plejemodtager:

- Ødem.
- Deklivt (herunder sekundær til cerebrovaskulær hændelse, graviditet eller lammelse).
- Traumatisk (kirurgisk eller skade).
- Lymfeødem.
- Primær og sekundær (herunder kirurgisk, radio- eller kemoterapi).
- Kronisk venøs insufficiens.
- Åreknuder.
- Akutte og kroniske sår herunder venøse bensår og kirurgiske sår.

IPC kan også være nyttig til håndtering af:

- Fast kontrakturer.
- Smerte i det nedre ben på grund af læsion eller kirurgi.
- Lipødem.

Valg bør baseres på en helhedsvurdering af patientens individuelle plejebehov.

**Bemærk:** Disse systemer repræsenterer ét aspekt af en helhedsstrategi til behandling af tryksår; hvis tilstanden af de eksisterende sår ikke forbedres, eller plejemodtagerens tilstand ændres, bør hele behandlingsforløbet gennemgås af den ordinerende læge.

**Bemærk:** Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering.

## 4.2 Kontraindikationer

IPC bør IKKE benyttes ved følgende omstændigheder:

- Kendt eller formodet dyb venetrombose (DVT), lungeemboli, tromboflebitis eller akutte hudinfektionersom cellulitis.
- Inkompenaseret/alvorlig kongestiv hjertefejl, lungeødem forbundet med betydelig ekstremitetsødem eller enhver lidelse, hvor en forøgelse af væske til hjertet kan være skadelig.
- Alvorlig arteriesklerose eller andre iskæmiske karlidelser.
- Aktiv metastatisk lidelse, der påvirker ekstremiteten.



**Bemærk til patienten:** Hvis du er usikker på, om du lider af nogen af ovenstående tilstande, skal du rådføre dig med en læge før brug.



**FORSIGTIG:** IPC skal anvendes med forsigtighed til patienter med følgende symptomer eller tilstande:

- Perifer neuropati, smerte eller følelsesløshed i arm eller ben.
- Ikke-diagnosticeret, ubehandlet eller inficerede sår, skrøbelig hud, transplantater eller dermatologiske tilstande, der kan forværres af manchetten.
- Ekstrem ekstremitetsmisdannelse, der praktisk kan gøre det besværligt at anlægge manchetten korrekt.



**Advarsel:** Behandlingen skal afbrydes, hvis der opleves smerte, prikken eller følelsesløshed i arme eller ben eller som et resultat af behandlingen.



**Advarsel:** I tilfælde af strømsvigt eller fejl, hvor manchetten forbliver oppustet, skal slangerne frakobles, så manchetten/manchetterne kan tømmes for luft, hvorefter den/de fjernes fra armen/benet.



**Advarsel:** Patienter må ikke gå eller stå, når de bærer benmanchetter.

## 5. Indledende kontrol

Indhold (gives for hvert system)

| Element        | Element              |
|----------------|----------------------|
| 1 x Hydroven 3 | 1 x Brugervejledning |

### Kontrol ved levering

Huntleigh Healthcare Ltd tager alle forholdsregler for at sikre, at varerne kommer frem i perfekt tilstand. En hændelig skade kan dog forekomme under transport og opbevaring. Derfor anbefaler vi, at der foretages en visuel kontrol, så snart enheden er leveret. Hvis der opdages skader eller mangler, skal Huntleigh Healthcare Ltd øjeblikkeligt gøres opmærksom på dette.

### Opbevaring

Hvis enheden ikke skal bruges lige med det samme, skal den genforsegles i den originale emballage efter at have foretaget den indledende kontrol ved levering, og derefter opbevares tildækket ved en temperatur på mellem -20 °C til +50 °C, og ved en ikke-kondenserende relativ fugtighed på 20 % til 95 %

Efter eksponering for ekstreme temperaturer under opbevaring, skal pumpen have lov til at tilpasse sig de normale driftstemperaturer i mindst 12 timer før brug. Hvis du ikke gør dette, kan medføre øget slid af mekaniske komponenter.

## 6. Klinisk behandlingsvejledning

Der foreslås en begyndende trykindstilling på 40 mmHg, når behandlingen startes. Det kan være nødvendigt at begynde på et lavere trykniveau afhængigt af patientens tolerance.

Trykket kan med tiden øges gradvist, indtil det krævede tryk er opnået. Området for det højeste behandlingstryk er normalt 60-70 mmHg.


Et enkelt behandlingsforløb varer normalt 20-30 minutter.

**Bemærk:**           Ovennævnte indstillinger og tider er en rettesnor og må ikke bruges som erstatning for klinisk vurdering og erfaring.

**Bemærk:**           Strømsvigt vil standse behandling.

## 7. Oplysninger om manchet og indsætningsmanchet


### 7.1 Beskrivelse af manchet



**Bemærk:** For Hydroven 1-manchetter, når en indsætningsmanchet ikke anvendes, kan gummiventilen anvendes som hurtig tømning af luften.

### 7.2 Valg af korrekt manchet


- Vælg en type manchet afhængig af behandlingstypen:
  - Hydroven 1-manchet med enkelt kammer, der giver ensartet kompression.
  - Hydroven 3-manchetter med trekammer, der giver gradueret, segmenteret sammenpresning og oppustes distalt til proksimalt.
- Mål omkredsen, hvor armen/benet er størst, og længden i cm fra hælen til øverst på låret, hvis der er tale om en hel benmanchet, eller fra hælen til knæet, hvis der er tale om en halv benmanchet. Opmåling af arm: Fra skulder til udover fingerspids til tekstil i fuld armlængde og fra albue til fingerspids til tekstil i halv armlængde. Læs "Tilbehør" for bestilling af korrekt manchet.



### 7.3 Påmontering af manchet



Tasker følger med dette udstyr kan udgøre en kvælningssfare risiko; for at undgå risikoen for kvælning holde poserne væk fra babyer og små børn.



**Bemærk:** Før manchetten tilpasses, skal du sørge for at alle ventiler til hurtig lufttømning er lukkede, idet det vil påvirke tekstilets effektivitet.


**Bemærk:** Manchetterne er beregnet til at blive båret over tynd beklædning og ikke i direkte kontakt med patientens hud.

1. Hvis der er behov for en større omkreds, anbringes et indlægsstykke af passende længde inden selve pålægningen på lemmet. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der bruges en primær forbindelse eller strømpe under klædestykkerne.
2. Lyn lynlåsen til manchetten ned.
3. Hvis en manchettindsætning er fastgjort til manchetten, skal en af lynlåsene fastgøres mellem manchetten og manchettindsætningen, mens den anden efterlades åben.
4. Inden manchetten (og indsætningsmanchetten, hvis fastgjort) sættes på armen/benet, skal den åbne manchettlynås lynes 150 mm op. Læg manchetten (og evt. indsætningsmanchetten) på armen/benet, og lyn lynlåsen helt op. Sørg for, at ventilen til hurtig tømning af luft er fastgjort.

5. Sørg for, at patienten befinder sig i en behagelig stilling med armen/benet understøttet eller hævet, hvis det er nødvendigt.
6. Kontroller, at slangen til indsætningsmanchetten ikke er bøjet, og at den er tilsluttet manchetten ved hjælp af den nederste udløbsventil som vist nedenfor.
7. Tilslut manchetslangen til pumpen (der skal lyde et "klik" fra hver snap-lås).
8. Hvis der kun skal bruges en manchet, skal den tilsluttes en af portene på pumpen. Systemet identificerer automatisk, at det kun er en manchet, der anvendes.

**Bemærk:** Sørg for, at alle lynlåse er helt lynet op på manchetten, før pumpen tændes.

9. Tænd for pumpen og juster trykkontrolknappen.



**Forsigtig:** Anlæg ikke manchetten, mens den er tilsluttet pumpen, og der er tændt for pumpen. Det kan beskadige manchettens lynlås.




**Forsigtig:** Anlæg eller fjern ikke manchetten, mens den er tilsluttet pumpen, og der er tændt for pumpen. Det kan beskadige manchettens lynlås.



**Forsigtig:** Stå eller gå ikke med benmanchetten på.

## 8. Betjening

### 8.1 Beskrivelse af pumpen



| Kontrol nummer | Beskrivelse                                       | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Tænd/Sluk-kontakt                                 | Betjening af denne kontakt starter eller stopper systemet.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2              | Trykkontrolknap / Lås Stift*<br>(* Hvis monteret) | Drejes med uret for at øge og mod uret for at reducere trykket (brugerområde 30 - 100 mmHg). Trykreguleringsknappen låses i position for at forhindre utilsigtet bevægelse. Se "Sådan tilpasses positionen på trykreguleringsknappen" for detaljer om deaktivering af låsen. |
| 3              | Slangekonnektor                                   | Til fastgørelse af manchet (snap-lock)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4              | Trykmåler                                         | Angiver det leverede tryk til manchetten (mmHg)                                                                                                                                                                                                                              |
| 5              | Bærehåndtag                                       | Til nem håndtering af pumpe                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Bemærk:** Hvis pumpens betjening eller præstation ændrer sig under brug, henvises der til "Fejlfinding" i denne brugervejledning, inden der ringes efter en servicetekniker, eller det lokale Huntleigh salgskontor kontaktes.



**Forsigtig:** Anlæg eller fjern ikke manchetten, mens den er tilsluttet pumpen, og der er tændt for pumpen. Det kan beskadige manchettens lynlås.

## 8.2 Betjening



**Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at plejemodtageren anvender dette produkt på forsvarlig vis.**


Pumpen skal anbringes på en jævn overflade.

Før pumpen startes, skal du sørge for, at manchetterne er påsat korrekt, at lynlåsene er fastgjort, og at slangerne til manchetterne er tilsluttet pumpens udløbsporte med snaplock- konnektorerne.

### 8.2.1 Sådan tilpasses positionen på trykreguleringsknappen

Positionen på trykreguleringsknappen (2) er fastlåst, så den ikke bliver flyttet utilsigtet.

Sådan tilpasses positionen på trykreguleringsknappen:



1. Løft låsestiften\* (A) for at frigøre reguleringsknappen.
2. Drej reguleringsknappen (B), mens låsestiften er løftet.
3. Slip låsestiften, når trykreguleringsknappen befinder sig i den ønskede stilling, så trykreguleringsknappen bliver låst igen.

*\* Hvis låsestiften monteret.*

#### Bemærk:

**Drej trykreguleringsknappen i urets retning for at forøge og imod urets retning for at reducere trykket.**

Sørg for, at trykniveauet er indstillet til minimum, dvs. at knappen (2) er drejet helt mod urets retning.



**Sørg for, at systemet er blevet opsat, så el-ledningen og manchetslangerne ikke udgør en fald- eller kvælningsfare.**



**Tasker følger med dette udstyr kan udgøre en kvælningsfare risiko; for at undgå risikoen for kvælning holde poserne væk fra babyer og små børn.**

### 8.2.2 Tænd

Forbind pumpen til netspændingen ved hjælp af den medfølgende el-ledning. Sæt strømkontakten (1) på positionen Tændt (I).

### 8.2.3 Indstilling af manchettens tryk

Mens manchetten oppumpes, drejes trykkontrolknappen (2) langsomt i urets retning, indtil det krævede tryk vises på måleren (4).

Det tager ca. 3 forløb, inden manchetterne er helt oppustet.  
Kontrollér, og justér om nødvendigt, efter tre oppumpningsforløb.

**Bemærk:** Det kan være nødvendigt at begynde på et lavere trykniveau afhængigt af patientens tolerance.  
Sammenpresningen bør ikke medføre noget ubehag eller smerter for patienten.

### 8.2.4 Retning ned

Sæt strømkontakten (1) på positionen Slukket (O). Ved at slukke for strømmen, stoppes patientbehandlingen.

**Bemærk:** Hvis det er nødvendigt helt at isolere pumpen fra netspændingen, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

### 8.2.5 Fjernelse af manchetten

Sørg for, at pumpens strømkontakt er på positionen Slukket (O), kobl slangerne fra pumpen ved at udløse snap-lockkonnektorerne (3), og frigør ventilen til hurtig tømning af luften på manchetten.

Lynlåsene må kun åbnes, når manchetterne er helt tømte.

## 9. Dekontaminering

Følgende fremgangsmåder anbefales, men skal tilpasses, så de overholder de lokale eller nationale retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der gælder på institutionen eller i det pågældende land. Hvis du er i tvivl, skal du spørge den lokale specialist i infektionskontrol.

Hydroven 3-systemet skal dekontamineres mellem hver patient og med regelmæssige mellemrum, når det er i brug, hvilket er god praksis for alt genbrugeligt medicinsk udstyr.



**ADVARSEL:** Fjern strømmen til pumpen ved at frakoble netledningen fra netstrømforsyningen før rengøring.

Bær beskyttelsestøj ved udførelse af dekontamineringsprocedurerne.



**Forsigtig:** Anvend ikke fenolbaserede opløsninger eller slibemidler under dekontamineringen, da det vil beskadige overfladen. Undgå at sænke elektriske dele ned i vand under rengøringen. Der må ikke sprøjtes rengøringsmidler direkte på pumpen. Slangesættet må ikke nedsænkes i vand.

### 9.1 Rengøring

Rengør alle udsatte overflader, og fjern alle organiske efterladenskaber ved at tørre af med en klud, der er fugtet i en blanding af vand og almindeligt (neutralt) rengøringsmiddel.

Lad ikke vand eller rengøringsopløsninger samle sig på pumpens overflade.

### 9.2 Kemisk desinficering

Vi anbefaler et klorinfrigørende stof, såsom natriumhypochlorit, fortyndet op til 1.000 ppm klorin (mængden kan variere mellem 250 og 10.000 ppm alt afhængig af lokal praksis og kontamineringsgraden).

Tør alle rengjorte overflader af med opløsningen, aftør derefter med en klud, der er fugtet med vand, og tør grundigt.

Alkoholbaserede desinficeringsmidler (styrke 70 %) kan bruges som et alternativ.

Sørg for, at produktet er tørt, før det lægges til side med henblik på opbevaring.

Såfremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel fra det brede tilgængelige udvalg, anbefaler vi at få producenten til at bekræfte, at det er egnet til den pågældende brug, inden det tages i anvendelse.

### 9.3 Rengøring og sterilisering af manchetter

Aftør med et neutralt rensmiddel eller sæbepulver ved 51°C. Tør grundigt efter.

Efter rengøring anvendes gassterilisering, hvis det er muligt, men

- Overstig ikke 51 °C.
- Må ikke autoklaveres.

## 10. Rutinemæssig vedligeholdelse

### 10.1 Hydroven 3-system

#### 10.1.1 Vedligeholdelse

Udstyret er udviklet, så det er vedligeholdelsesfrit i serviceintervallerne.

#### 10.1.2 Servicing

Huntleigh vil på anmodning stille servicemanualer, komponentlister og andre informationer, der er nødvendige i forbindelse med reparationer, til rådighed for Huntleigh-instrueret personale, som skal reparere systemet.

#### 10.1.3 Serviceperiode

Huntleigh anbefaler, at Hydroven 3 pumpen serviceret hver 12. måned af en servicetekniker, der er autoriseret af Huntleigh.

### 10.2 Hydroven 3-pumpe

#### 10.2.1 Almindelig pleje, vedligeholdelse og eftersyn

Kontrollér alle elektriske komponenter og strømkablet for tegn på slitage.

Kontrollér slangesættene og stikkene for skader.

Hvis pumpen bliver behandlet uhensigtsmæssigt (hvis den f.eks. sænkes ned i vand eller tabes), skal enheden returneres til et autoriseret servicecenter.

#### 10.2.2 Serienumre

Pumpens serienummer findes på mærkaten bag på pumpekabinettet. Oplys dette serienummer ved serviceeftersyn.

## 11. Fejlfinding

Hvis der skulle opstå et problem, skal fejlfindingsvejledningen herunder følges. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, henvises der til Service.

| Fejl                                         | Kontrollér                                       | Afhjælpning                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Der tændes ikke for pumpen                   | Er der tændt for strømmen?                       | Kontrollér kontakten.                               |
|                                              | Er strømkablet isat korrekt?                     | Kontrollér forbindelserne.                          |
|                                              | Sprunget sikring?                                | Ring efter en servicetekniker                       |
| Pumpen kører, men manchetten pumpes ikke op. | Blokering i manchettens forsyningsslange.        | Sørg for, at slangens luftgennemgang er fri/ryddet. |
|                                              | Manchetten er ikke korrekt forbundet til pumpen. | Kontrollér forbindelserne.                          |
|                                              | Trykkontrollen er indstillet for lavt.           | Forøg trykkontrollen.                               |
|                                              | Luftlækage i manchet.                            | Kontrollér manchetten. Udskift, hvis defekt.        |

**Bemærk:** Hvis fejlfinding procedurer ikke systemet tilbage til normal ydelse, stop straks brugen af systemet og ring til serviceteknikeren eller enheden tilbage til Huntleigh til service. Se "Garanti & Service".

## 12. Tilbehør



Brug kun anbefalede tilbehør er nævnt i denne manual.

### Manchetter

#### HYDROVEN 1 BENMANCHETTER

| Ordrekode | Type           | Længde (L) | Omkreds (W) |
|-----------|----------------|------------|-------------|
| 5101L50   | Halv benlængde | 50 cm      | 61 cm       |
| 5101L66   | Hel benlængde  | 66 cm      | 64 cm       |
| 5101L71   | Hel benlængde  | 71 cm      | 66 cm       |
| 5101L76   | Hel benlængde  | 76 cm      | 72 cm       |
| 5101L84   | Hel benlængde  | 84 cm      | 72 cm       |
| 5101L92   | Hel benlængde  | 92 cm      | 72 cm       |

#### HYDROVEN 1 ARMMANCHETTER

| Ordrekode | Type           | Længde (L) | Omkreds, hånd (H) | Omkreds, skulder (S) |
|-----------|----------------|------------|-------------------|----------------------|
| 5101A51   | Halv armlængde | 51 cm      | 44 cm             | 56 cm                |
| 5101A68   | Hel armlængde  | 68 cm      | 44 cm             | 62 cm                |
| 5101A78   | Hel armlængde  | 78 cm      | 44 cm             | 62 cm                |

#### HYDROVEN 3 BENMANCHETTER

| Ordrekode | Type           | Længde (L) | Omkreds (W) |
|-----------|----------------|------------|-------------|
| 5103L50   | Halv benlængde | 50 cm      | 61 cm       |
| 5103L66   | Hel benlængde  | 66 cm      | 64 cm       |
| 5103L71   | Hel benlængde  | 71 cm      | 66 cm       |
| 5103L76   | Hel benlængde  | 76 cm      | 72 cm       |
| 5103L84   | Hel benlængde  | 84 cm      | 72 cm       |
| 5103L92   | Hel benlængde  | 92 cm      | 72 cm       |

#### HYDROVEN 3 ARMMANCHETTER

| Ordrekode | Type          | Længde (L) | Omkreds, hånd (H) | Omkreds, skulder (S) |
|-----------|---------------|------------|-------------------|----------------------|
| 5103A68   | Hel armlængde | 68 cm      | 44 cm             | 62 cm                |
| 5103A78   | Hel armlængde | 78 cm      | 44 cm             | 62 cm                |

## Indsætningsmanchetter

| HYDROVEN INDLÆGSSTYKKER<br>(Tilpasning af Hydroven 1- og Hydroven 3-manchetter) |                   |            |                                          |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ordrekode                                                                       | Type              | Længde (L) | Tilføjet omkreds ved<br>det brede stykke | Tilføjet omkreds ved<br>det smalle stykke |
| 510LI50                                                                         | Halv<br>benlængde | 50 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510LI66                                                                         | Hel benlængde     | 66 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510LI71                                                                         | Hel benlængde     | 71 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510LI76                                                                         | Hel benlængde     | 76 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510LI84                                                                         | Hel benlængde     | 84 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510LI92                                                                         | Hel benlængde     | 92 cm      | 19 cm                                    | 14 cm                                     |
| 510AI68                                                                         | Hel armlængde     | 68 cm      | 17 cm                                    | 12 cm                                     |
| 510AI78                                                                         | Hel armlængde     | 78 cm      | 17 cm                                    | 12 cm                                     |

## 13. Specifikationer

### 13.1 Udstyrsklassifikation

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsestype mod elektrisk stød.                                                                                      | Klasse II, dobbeltisoleret                                                                                                                      |
| Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød.<br> | Type BF                                                                                                                                         |
| Driftsmåde.                                                                                                               | Kontinuerlig                                                                                                                                    |
| Beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængen af partikler og/eller vand.                                                      | IP21 *- Beskyttelse imod indtrængen af faste genstande på mere end 12,5 mm diameter og lodret faldende vanddråber.<br>IPX0* - ingen beskyttelse |
| Sikkerhedsgrad ved anvendelse i nærheden af brandfarlige anæstetika                                                       | Dette udstyr er ikke egnet til brug i nærheden af EN<br>BRANDBAR BLANDING AF BEDØVELSESMIDLER<br>MED LUFT, ILT ELLER LATTERGAS                  |

\* Se produkt mærke for IP-normering

### 13.2 Generelt

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Model                 | Hydroven 3                |
| Delnumre              | 510004DK                  |
| Trykområde            | 30 - 100 mmHg $\pm$ 5%    |
| Netspænding           | 230 V AC                  |
| Strømfrekvens         | 50Hz                      |
| Sikringsstørrelse     | F500 mA 250 V             |
| Strømforsyning        | 14 VA                     |
| Kabinettets materiale | Brandhæmmende ABS-plastik |
| Størrelse             | 270 x 130 x 150 mm        |
| Vægt                  | 2,5 kg                    |

### 13.3 Miljømæssige specifikationer

| Tilstand                                 | Temperatur-<br>område | Relativ fugtighed               | Atmosfærisk tryk |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Drift                                    | +5 °C til +40 °C      | 30-75 %<br>(ikke-kondenserende) | 700 - 1060 hPa   |
| Opbevaring og transport<br>(længere tid) | +10 °C til +40 °C     | 20-95 %<br>(ikke-kondenserende) | 700 - 1060 hPa   |
| Opbevaring og transport<br>(kortere tid) | -25° C til +70° C     | 20-95 %<br>(ikke-kondenserende) | 500 - 1060 hPa   |

**Bemærk:**

Efter eksponering for ekstreme temperaturer under opbevaring, skal pumpen have lov til at tilpasse sig de normale driftstemperaturer i mindst 12 timer før brug. Hvis du ikke gør dette, kan medføre øget slid af mekaniske komponenter.

### 13.4 Overholdelse af standarder

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| EN60601-1:1990/A13:1996 and IEC 60601-1:1988/A2:1995        |
| EN60601-1-1:2001 and EN60601-1-2: 2001                      |
| UL60601-1, UL2601-1 and CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90         |
| EN60601-1:2006, EN60601-1-11:2010* and IEC 60601-1:2005     |
| AAMI/ANSI ES60601-1:2006 and CAN/CSA C22.2 No.60601.1(2008) |
| EN62366:2008                                                |
| BS EN 980:2008                                              |


\* Gælder kun IP21 vurderede produkter (se produktmærke for IP rating)

## 14. Produktmærknin


| Symboler                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | Hydroven 3 er klasse II, dobbeltisoleret i henhold til definitionerne i BS EN 60601-1:1990                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Anvendte dele er type BF i henhold til definitionerne i BS EN 60601-1:1990                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Der henvises til dette dokument (Brugervejledning) for en beskrivelse af produktklassificeringen (3. udgave).                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Vekselstrøm (AC)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer efter CAN / CSA-C22.2 No. 60601,1 (2008).<br>MEDICINSK UDSTYR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Daette symbol angiver, at dette produkt, herunder alle dets tilbehørsdele og forbrugsvarer, er underlagt WEEE-direktiverne (Waste Electrical and Electronic Equipment) og skal bortskaffes i henhold til lokale regler. |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Der henvises til dette dokument (Brugervejledning) for en beskrivelse af produktklassificeringen (2. udgave).                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                 | Dette symbol betyder, at produktet overholder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF) - forordning om medicinsk udstyr (EU 2017/745).                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                       |
| <b>Manufactured For:</b><br><b>(Fremstillet til:)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Huntleigh Healthcare Ltd.</b><br>35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom<br>T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk<br>www.huntleigh-diagnostics.com |                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                         | Juridisk producent i overensstemmelse med CE-mærkningen i Europa<br>ArjoHuntleigh AB<br>Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden                                                   |                                       |
| <br>(Slukket) | Strøm:<br>Netspændingen er koblet fra                                                                                                                                                                                   | <br>(Tænd)                                                                                          | Strøm:<br>Netspændingen er tilsluttet |
|               | Følg brugsanvisningen                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Sikring                               |
|               | Serienummer                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Modelnummer                           |

|           |                  |                                                                                   |                             |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MD</b> | Medicinsk udstyr |  | Papemballage kan genbruges. |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

#### RENGØRINGSSYMBOLER

|                                                                                   |                                      |                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Tør overfladen af med en fugtig klud |  | Anvend en opløsning fortyndet til 1000 ppm klorin |
|  | Må ikke stryges                      |  | Anvend ikke fenolbaserede rengøringsmidler        |
|  | Må ikke renses.                      |  | Må ikke tørretumbles                              |

## 15. Bortskaffelse efter endt brug



Dette symbol angiver, at dette produkt, herunder alle dets tilbehørsdele og forbrugsvarer, er underlagt WEEE-direktiverne (Waste Electrical and Electronic Equipment) og skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

## 16. Garanti og service

Huntleigh Healthcare Diagnostic Products Divisions standardvilkår gælder for salg af alle produkter. En kopi kan rekvireres på anmodning. De indeholder alle detaljer for garantivilkårene, og begrænser ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder.

### 16.1 Returvarer

Hvis Hydroven 3 af en eller anden årsag skal returneres, bedes følgende overholdes:

- Rengør produktet i henhold til instruktionerne i denne vejledning.
- Pak det ind i en passende emballage.
- Vedlæg bevis for dekontaminering (eller anden skriftlig erklæring om, at produktet er blevet rengjort) udvendigt på emballagen.
- Marker emballagen med "Serviceafdeling" (Service Department)

Huntleigh Healthcare Ltd forbeholder sig retten til at returnere et produkt, der ikke indeholder et bevis for dekontaminering.

Service Department.  
Huntleigh Healthcare, Diagnostic Products Division,  
35, Portmanmoor Rd.,  
Cardiff. CF24 5HN  
United Kingdom.

Tel: +44 (0)29 20496793 - Service (telefonsvarer døgnet rundt)  
Tel: +44 (0)29 20485885  
Fax: +44 (0)29 20492520  
Email: [sales@huntleigh-diagnostics.co.uk](mailto:sales@huntleigh-diagnostics.co.uk)  
[service@huntleigh-diagnostics.co.uk](mailto:service@huntleigh-diagnostics.co.uk)  
[www.huntleigh-diagnostics.com](http://www.huntleigh-diagnostics.com)



Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse med relation til dette medicinske udstyr, som påvirker brugeren eller patienten, skal brugeren eller patienten indberette den alvorlige hændelse til producenten af det medicinske udstyr eller dennes distributør.  
I EU skal brugeren tillige indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne befinder sig.

**Manufactured for Huntleigh Healthcare Ltd on behalf of;**



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden



**Huntleigh Healthcare Ltd.**

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom  
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk  
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:  
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF  
©Huntleigh Healthcare Limited 2015



[www.huntleigh-diagnostics.com/](http://www.huntleigh-diagnostics.com/)



[www.huntleigh-healthcare.us/](http://www.huntleigh-healthcare.us/)

**A Member of the Arjo Family**

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

# HUNTLEIGH